



INFO

Biotillgänglighetstester hos SGS

SGS erbjuder nu ett brett utbud av biotillgänglighetstester enligt SS-EN ISO 17402:2011.

UBM ENLIGT SS-ISO 17924:2018

En metod för att bedöma human oral biotillgänglighet av metaller i mag-tarmkanalen genom behandling av ett provmaterial med artificiella fysiologiska vätskor som saliv, magsaft och utsöndringar från pankreas och galla.

SEKVENTIELLA LAKTEST

Det finns flera metoder för stegvis extraktion av element med gradvist mer aggressiva reagens som kan användas för att bedöma tillgängligheten av element under kort och lång tidshorisont och under olika föränderliga miljöförhållanden.

POM, LAKNING MED PASSIV PROVTAGARE

För analys av porvattenkoncentration av opolära organiska föroreningar som PAH och PCB. Metoden möjliggör bestämning av halter i vattenlösning genom en analys av jämviktade halter i en passiv provtagare, POM.

ER-H KOLONNLAKNING

Testet är ett recirkulerande perkolationstest anpassat för lakning av organiska ämnen. Under testet sker en naturlig filtrering av lakvätskan genom provet och inert sand som närmast ger upphov till ett partikelfritt eluat som kan analyseras för en bredd av organiska ämnen.

Det är inte bara halten, utan tillgängligheten som avgör risken.

KONTAKTA OSS FÖR ATT FÅ REDA PÅ MER

Telefon: 013-25 49 20

E-post: se.ie.info@sgs.com

WHEN YOU NEED TO BE SURE

SGS